

HYGIENICKÝ PLÁN

CO Předmět k udržování	JAK Typ údržby, čištění a dezinfekce	KDY Čas/interval hygienických opatření	S ČÍM Pracovní prostředky (např. dezinfekce)	KDO Zodpovědná nebo dotčená osoba
------------------------------	--	--	--	---

RUCE

HYGIENA RUKOU

Čištění rukou	Čištění při mytí	> před začátkem práce > po skončení práce > v případě viditelné kontaminace > po použití záchoda	GREEN&CLEAN HW Vyživující mycí krém na ruce		každý zaměstnanec
Hygienické Čištění Rukou	Čištění a recukce bakterií při mytí		GREEN&CLEAN HL Vyživující mycí krém na ruce s antimikrobiálním působením		každý zaměstnanec
Hygienické a dezinfekční	Dezinfekce veřněním: min. 3 ml, doba působení 30 sek. (noravirus: 1 min.)	> před a po přípravě a údržbě místa výkonu práce v prostoru ošetřovny > Před a po nasazení rukavic > Před a po nechirurgickém zákroku > po použití záchoda	GREEN&CLEAN HD Dezinfekce rukou		všech zaměstnanců
Dezinfekce rukou pro chirurgii	Dezinfekce veřněním: min. 10 ml, doba působení 3 min.	> před chirurgickým zákrokem			
Péče o ruce	Péče	dle potřeby	GREEN&CLEAN HC Vyživující krém na ruce		každý zaměstnanec

POVRCHY

POVRCHY ODOLNÉ PROTI PŮSOBENÍ ALKOHOLU A PŘEDMĚTY

Povrchy odolné proti působení alkoholu (zdravotnických produktů) a předměty (např. vyšetřovací stoly a odkladní plochy)	Dezinfekce postřikem a setřením: neředěný, doba působení 1 min. (tuberkulocidní: 5 min.) Dezinfekce setřením preferována!	po každém ošetření	GREEN&CLEAN SD Dezinfekční sprej		
	Dezinfekce setřením: přípravené jednorázové utěrky, doba působení 1 min. (tuberkulocidní: 5 min.)	po každém ošetření	GREEN&CLEAN MT Ubrusky bez alkoholu		
Malé povrchy odolné proti působení alkoholu (např. vnější plochy přenosových instrumentů)	Dezinfekce setřením: jednorázové utěrky, doba působení 1 min. (tuberkulocidní: 5 min.)	po každém ošetření	GREEN&CLEAN WD Ubrusky bez alkoholu		

VELKÉ POVRCHY ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTROJŮ CITLIVÝCH NA ALKOHOL

Velké povrchy zdravotnických přístrojů citlivých na alkohol (např. jednotlivé úchyty, potahy na židle, akrylové a plexisklo)	Čištění a dezinfekce postřikem (pěna) a setřením: neředěný, doba působení 1 min.	po každém ošetření	GREEN&CLEAN SK Čistící a dezinfekční pěna bez alkoholu		
	Dezinfekce setřením: přípravené jednorázové utěrky, doba působení 1 min.	po každém ošetření	GREEN&CLEAN MK Ubrusky bez alkoholu		

POKOJE A PODLAHY

ve vyšetřovacích místnostech a ordinacích	Dezinfekce a čišření otíráním: 1% (10 ml / l vody), doba působení 30 min., (doporučovat), (tuberkulocidní: 3%, 30 min.)	na konci pracovního dne	GREEN&CLEAN RD N Prostředky pro čišření ploch a dezinfekční prostředky		
---	---	-------------------------	---	---	--

SPECIÁLNÍ OBLASTI

ODSÁVACÍ SYSTÉM

Proplach	Proplach odsátím směsi vzduchu / vody	> se studenou vodou po každém ošetření	Voda: 1 kelímek		
Dezinfekce	Čištění a dezinfekce pomocí nasátí směsi vody, dezinfekce a čističe: 1% (6 ml/600 ml vody), doba působení 60 min. (doporučeno)	> min. 1 x během pracovního dne (na konci pracovního dne) > před jakýmkoli chirurgickým (invazivním) zákrokem	GREEN&CLEAN M2 Čistič a dezinfekce		
Čišření	Čišření odsátím směsi z vody a čističho prostředku: 0,8% (5 ml / 600 ml vody), doba působení 60 min. (doporučeno)	> min. 1 x pracovní den > dodatečně v případě potřeby (např. při zvýšeném znečištění nebo zatížení pěnou)	GREEN&CLEAN CL Čistič		

PLIVÁTKO

	Fyzikální a chemické čišření nezředěné, použití integrovaného kartáče	každý den před prvním pacientem a poté dle potřeby	GREEN&CLEAN MB Čistič		
--	---	--	-------------------------------------	---	--

OTISKOVACÍ MATERIÁLY, PROTETICKÉ PRÁCE

	Ponorná dezinfekce: nezředěná, doba působení 5 min., následně důkladné opláchnutí vodou	ihned po odebrání od pacienta, resp. před zákrokem, který má být u pacienta proveden	GREEN&CLEAN AD Ihned po sejmutí z pacienta		
--	--	---	--	---	--

NÁSTROJE

RUKOJETI A TURBÍNY

Rozvod pro sprej a studenou vodu	Dezinfekce postřikem: 2 sec. čas postřiku doba působení 2 min. (nenahrazujte výrobem doporučené sprejování olejem!)	Ihned po ošetření	GREEN&CLEAN IK Dezinfekční sprej		
----------------------------------	--	-------------------	--	---	--

NÁSTROJE

Zdravotní zařízení a nástroje, které jsou používané při vyšetření a léčbě jsou klasifikovány do třech skupin: Ne-kritické zdravotní nástroje: kontakt pouze s pokožkou Polo-kritické zdravotní nástroje: kontakt pouze se sliznicemi nebo patologicky poškozenou kůží Kritické zdravotní nástroje: průnik pokožkou nebo sliznicí, kontakt s krví nebo vnitřními tkáněmi	Čištění a dezinfekce vložením do dezinfekčního roztoku tak, aby se netvořily bublinky Doporučení pro použití: 2% roztok, doba působení 30 min. Ruční příprava instrumentů: 1. Hrubé nečistoty odstraníte kartáčem před vložením do roztoku. 2. Instrumenty vložte kompletně do roztoku (zabraňte tvorbě bublinek!) 3. Zakryjte dezinfekční vanu a vyčkejte do skončení doby působení. 4. Důkladně je opláchněte vodou. 5. Příprava podle klasifikace rizikových skupin a údajů výrobce instrumentů Poznámka: > K přípravě dezinfekčního roztoku použijte studenou vodu. > Řiďte se popisem nástroje od výrobce. > Po čišření a dezinfekci se ujistěte, že jsou nástroje v čistém a neporušeném stavu	ihned po použití zdravotnického nástroje	GREEN&CLEAN ID N Čistící a dezinfekční prostředky k předběžnému čišření instrumentů		
--	---	--	--	---	--

LIKVIDACE

ODPAD

směsný odpad (jako z domácnosti)	Všimněte možnosti recyklace	s ohledem na vznik odpadu	Plastové sáčky		
nebezpečný odpad (např. filtry, olověné folie, jehly, skalpely, nože, kapsle amalgámu, extrahované zuby, stará léciva)	Skladování a přeprava ve speciálně schválených kontejnerech dle standardů EU	s ohledem na vznik odpadu	Likvidace/recyklace prostřednictvím DENTAL ECO SERVICE +43 512 20 54 20 recycling@metasys.com		
Šběrný zásobník na amalgám (METASYS, Dürr, Dentsply Sirona,...)	Výměna šběrného zásobníku na amalgám a jeho likvidace dle pokynů výrobce	dle potřeby			